



検体(唾液)の採取方法と注意事項について

<検体(唾液)の採取方法>

- ① 検体(唾液)は、提出する当日に採取して下さい。
- ② 検査容器にラベルが貼ってあるか、名前間違いがないか確認して下さい。
- ③ 検体を採取する直前 10 分前は、食事、飲水、歯磨きは行わないで下さい。
- ④ ガムなどの刺激物で、唾液を出すような事は止めて下さい。
- ⑤ 濃い口紅やリップクリームは付けないで下さい。
- ⑥ 家事や運動の直後ではなく、安静にしている時に検体を採取して下さい。
- ⑦ あらかじめ1～2分、口を閉じてうつつみます。
- ⑧ 口の中に唾液を貯めます。
- ⑨ 検査容器のキャップを外します。
- ⑩ 【図 1】のように、指定の容器に唾液を入れます。
- ⑪ 数回同じ事を繰り返し、容器に唾液を貯めます。
- ⑫ 【図 2】の位置を越える唾液を貯めます。(2ml以上)
- ⑬ 強くしっかりキャップを閉めます。
- ⑭ 検査容器を、付属の袋に入れ、袋の口を閉じます。
- ⑮ 検査容器の入った袋は、直前まで冷蔵庫で保管します。



<提出方法>

- 検査容器の入った袋のまま、健診センター窓口に提出して下さい。

<注意事項>

- 唾液を出すことができなかった、容器に唾液以外のものが入ってしまった等の場合は、下記連絡先にお知らせください。
- 検査容器の中を洗う、ふき取るなど容器の中身に触れるような事は行わないで下さい。
- 検査容器の名前が違う等、不備がありましたらお知らせ下さい。

令和 2 年 9 月
長浜赤十字病院

【問い合わせ先】

長浜赤十字病院 健診センター
電話番号 0749(68)3305